


BVI

Contrôle chirurgical intraoculaire amélioré grâce à une procédure d'aspiration atraumatique

Instruments d'aspiration



- Contrôle de l'aspiration passive et active dans un seul dispositif
- Réservoir d'aspiration à grand volume pour une capacité accrue pendant la chirurgie vitréo-rétinienne
- Longue tige (33 mm) adaptée aux yeux myopes
- Embouts mousse et brosse en silicone pour une aspiration atraumatique sur la surface rétinienne

Vitreco

Vitreoretinal Surgical Products

Backflush à usage unique

Trois types de backflush à usage unique sont disponibles.

Standard

Embout mousse ou brosse



Brosse standard 23G
BF23.D02



Embout mousse



Embout brosse

Rétractable

La brosse en silicone se rétracte dans la tige de l'instrument pour une introduction en douceur et sûre dans le trocart



Brosse rétractable 23G
BF23.D05

Extensible

Embout en silicone extensible jusqu'à 8 mm pour le drainage du liquide sous rétinien et autres chirurgies avec aspiration



Embout en silicone extensible 23G
BF23.D07

Les instruments d'aspiration à usage unique sont livrés avec un bouchon et un tube pour une utilisation passive ou active en cours de chirurgie. Le raccordement direct entre le réservoir et l'embout empêche tout contact entre la pièce à main et les fluides intraoculaires.

Les références disponibles

Calibres avec code couleur

À usage unique
et réutilisable

23G

25G

27G

Calibre 23G

Description	Références
Backflush embout mousse 23G	BF23.D01
Backflush embout brosse 23G	BF23.D02
Backflush embout brosse rétractable 23G	BF23.D05
Backflush embout en silicone extensible 23G	BF23.D07

Calibre 25G

Description	Références
Backflush embout mousse 25G	BF25.D01
Backflush embout brosse 25G	BF25.D02
Backflush embout brosse rétractable 25G	BF25.D05
Backflush embout en silicone extensible 25G	BF25.D07

Calibre 27G

Description	Références
Backflush embout mousse 27G	BF27.D01
Backflush embout brosse 27G	BF27.D02

Tous les instruments à usage unique sont fournis stériles et prêts à l'emploi.



Conditionnement : 5 unités stériles/boîte



Backflush réutilisables

Manche ergonomique, tige rigide et réservoir d'aspiration à grand volume pour une capacité accrue, avec aspiration passive et active.



Backflush universel
BF00.R01



Backflush avec connecteur Luer-lock
BF00.R02

Conditionnement : 1 unité stérile/boîte

Embouts backflush

Embouts d'aspiration à usage unique universels

Description	Références
Embout mousse 23G	BF23.D51
Embout brosse 23G	BF23.D52
Embout mousse 25G	BF25.D51
Embout brosse 25G	BF25.D52

Conditionnement : 5 unités stériles/boîte

Embouts d'aspiration à usage unique Luer-lock

Description	Références
Embout mousse 23G avec connecteur Luer-lock	CN23.D05
Embout mousse 25G avec connecteur Luer-lock	CN25.D05
Embout mousse 27G avec connecteur Luer-lock	CN27.D05

Réservoirs d'aspiration



Réservoir pour aspiration passive
BF00.D51



Réservoir pour aspiration active
BF00.D52

Description	Références
Réservoirs d'aspiration, aspiration passive	BF00.D51
Réservoirs d'aspiration, aspiration active	BF00.D52
Connecteur à usage unique pour aspiration active	BF00.D53



Connecteur à usage unique pour aspiration active
BF00.D53

Conditionnement : 5 unités stériles/boîte

POUR CONNAÎTRE TOUTES LES INSTRUCTIONS DU PRODUIT, VEUILLEZ CONSULTER LE MODE D'EMPLOI BVI OU LA NOTICE DU PRODUIT

Vitreco

Vitreoretinal Surgical Products

Questions : bvimedical.com/customer-support

Ces dispositifs médicaux sont des dispositifs de classe IIa. Ils sont réservés à l'usage exclusif des ophtalmologistes formés à l'utilisation de cette technique. Ces dispositifs médicaux sont pris en charge par les organismes publics d'assurance maladie au titre de leur inclusion dans le GHS relatif aux interventions intraoculaires sur la rétine.

BVI et toutes les autres marques (sauf indication contraire) sont la propriété de BVI. BVI © 2021



BVI
bvimedical.fr

1548997-02 FR