




# BVI

## Sondes laser directionnelles à 90°



### Une nouvelle vision de la flexibilité

- Extrémité courbe jusqu'à 90° et extensible pour un accès facile à la rétine périphérique
- L'embout en métal trempé réduit la flexibilité de 25 %<sup>1</sup>
- Le mécanisme rétractable améliore le contrôle de l'extrémité de l'instrument et réduit le risque de retrait accidentel du trocart
- Disponible en version standard (23G, 25G et 27G) et éclairante (23G et 25G) avec un code couleur pour une identification claire du diamètre
- Compatible avec la majorité des équipements

**Vitreco**

Vitreoretinal Surgical Products

<sup>1</sup> Internal Data : Technical data sheet Vitreco V.R.

# Produits pour chirurgie vitéo-rétinienne

## Sondes laser directionnelles à 90° conçues pour un meilleur contrôle chirurgical

- Manche ergonomique améliorant le contrôle chirurgical intraoculaire
- Curseur contrôlant le mouvement de l'extrémité de l'instrument

Diamètres correspondant  
à un code couleur

23G

25G

27G

Directionnelle standard*		
D	Description	Référence
●	23G compatible avec Alcon®	LP23.A04
●	23G compatible avec DORC®	LP23.D04
●	23G compatible avec Iridex® et B&L	LP23.I04
●	25G compatible avec Alcon®	LP25.A04
●	25G compatible avec DORC®	LP25.D04
●	25G compatible avec Iridex® et B&L	LP25.I04
●	27G compatible avec Alcon®	LP27.A04
●	27G compatible avec DORC®	LP27.D04
●	27G compatible avec Iridex® et B&L	LP27.I04

Directionnelle d'éclairage*		
D	Description	Référence
●	23G compatible avec Alcon®	LP23.A05
●	23G compatible avec DORC®	LP23.D05
●	23G compatible avec Iridex® et B&L	LP23.I05
●	25G compatible avec Alcon®	LP25.A05
●	25G compatible avec DORC®	LP25.D05
●	25G compatible avec Iridex® et B&L	LP25.I05

Adaptateurs de source lumineuse*	
Description	Référence
Adaptateur de source lumineuse compatible Constellation®	LF00.R01
Adaptateur de source lumineuse compatible Stellaris®	LF00.R02
Adaptateur de source lumineuse Geuder®	LF00.R03
Adaptateur de source lumineuse Ruck®	LF00.R04
Adaptateur de source lumineuse compatible DORC®	LF00.R05

\* Tous les noms de produit, marques commerciales et marques déposées sont la propriété de leur détenteur respectif.

POUR CONNAÎTRE TOUTES LES INSTRUCTIONS DU PRODUIT, VEUILLEZ CONSULTER LE MODE D'EMPLOI BVI OU LA NOTICE DU PRODUIT

Ces dispositifs médicaux sont des dispositifs de classe IIa. Ils sont réservés à l'usage exclusif des ophtalmologistes formés à l'utilisation de cette technique. Ces dispositifs médicaux sont pris en charge par les organismes publics d'assurance maladie au titre de leur inclusion dans le GHS relatif aux interventions intraoculaires sur la rétine.

